


Fc용 PE/Cyanine7 랫트 항마우스 Mhc Class Ii (I-A/I-E) 단클론 항체 - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

품목 번호: CM0009877



소개

마우스 MHC Class II (I-A/I-E)를 표적으로 하는 PE/Cyanine7 접합 랫트 단클론 항체로, 유세포 분석에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응하며 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE/Cyanine7 랫트 항마우스 MHC Class II (I-A/I-E) mAb
비고/별칭	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb; IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
종	마우스
유전자 ID	14969/14961/381091/14960
면역원	마우스 MHC Class II (I-A/I-E)의 재조합 단백질
기원	랫트
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
단백질 분자량	30kDa/32kDa/26kDa
배송	아이스 팩