

유세포 분석용 Percp Anti-Cd34 단일클론 항체 - P28906

품목 번호: CM0009888

소개

인간 CD34를 표적으로 하는 PerCP 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증됨. 조혈모세포 항원을 인식하며, 줄기세포 및 내피세포 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PerCP Rabbit anti-Human CD34 mAb
비고/별칭	CD34; CD34 분자; GIG3; MORT1
종	인간
GeneID (인간)	947
GeneID	947
면역원	인간 CD34의 아미노산 170-290 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 (NP_001020280.1)
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P28906
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백