

유세포측정(세포내)용 Percp 결합 Foxp3 단클론 항체 - Q9Bzs1

품목 번호: CM0007769



소개

사람/생쥐/원숭이 FOXP3를 표적으로 하는 PerCP 결합 토끼 단클론 항체로, 세포내 유세포측정에 대해 검증되었습니다. 조절 T 세포 연구, 면역 내성 연구에 이상적입니다. 사람, 생쥐, 시노몰구스 원숭이와 반응합니다. 약 47 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PerCP 토끼 항사람/항생쥐/항원숭이 FOXP3 단클론 항체
비고/별칭	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
종	사람
유전자 ID	50943
면역원	사람 FOXP3 (NP_054728.2)의 아미노산 1-100번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	사람, 생쥐, 시노몰구스 원숭이
SWISS	Q9BZS1
단백질 분자량	47 kDa
배송 방식	아이스 팩