

유세포 분석용 Percp Anti-Mouse Cd45 (Ptprc) 단일클론 항체 - P06800

품목 번호: CM0004486

소개

유세포 분석(FC)용 마우스 CD45 (Ptprc)를 표적하는 PerCP 접합 래빗 단일클론 항체입니다. 마우스에서 검증되었으며, 130-144 kDa 이소형을 검출합니다. 면역 세포 프로파일링에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PerCP Rabbit anti-Mouse CD45 mAb
비고/별칭	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
종	마우스
GeneID (Human)	5788
GeneID	19264
면역원	마우스 CD45 (NP_001104786.2)의 아미노산 26-566에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	래빗
범주	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P06800
단백질 분자량	130kDa/140kDa/144kDa
배송	아이스백