

Fc용 Percp 접합 토끼 항-마우스 Cd4 단클론 항체 - P06332

품목 번호: CM0010056

소개

마우스 CD4에 대한 PerCP 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. T세포 표면 당단백질 CD4(SWISS P06332)를 표적하며, 면역 반응 연구 및 T헬퍼 세포 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PerCP 토끼 항-마우스 CD4 mAb
비고/별칭	L3T4; Ly-4
종(Species)	마우스
유전자 ID (인간)	920
유전자 ID	12504
항원(Immunogen)	재조합 단백질 마우스 CD4(NP_038516.1)의 아미노산 27-394에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼
카테고리	단클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P06332
단백질 분자량	51kDa
배송(Shipping)	아이스 팩