

유세포분석용 Percp 마우스 항-인간 Cd3 단일클론 항체 - P07766

품목 번호: CM0012370



소개

유세포분석용 PerCP 마우스 항-인간 CD3 단일클론 항체로, T 세포의 CD3 엡실론 사슬을 표적합니다. T 세포 면역표현형 분석 및 적응 면역 연구에 이상적입니다. -

P07766

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PerCP 마우스 항-인간 CD3 mAb
비고/별칭	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
종	인간(Human)
GeneID (인간)	916
GeneID	916
면역원	인간 CD3 재조합 단백질
공급원	마우스(Mouse)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P07766
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백