

Percp 마우스 Igg 2A 아이소타입 컨트롤 - 아이소타입 컨트롤

품목 번호: CM0010775

소개

유세포 분석용 고품질 PerCP 결합 마우스 IgG 2a 아이소타입 컨트롤 단일클론 항체입니다. 비특이적 결합 평가 및 FC 분석에서 정확한 게이팅에 이상적입니다. CamelBio의 신뢰할 수 있는 IVD 원료입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PerCP 마우스 IgG 2a 아이소타입 컨트롤
항원	재조합 단백질
공급원	마우스
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
배송	아이스 팩