

Percp 마우스 Igg 2A 아이소타입 대조군

품목 번호: CM0012532

소개

유세포 분석용 PerCP 접합 마우스 IgG2a 아이소타입 대조군 단일클론 항체입니다. 마우스 유래의 이 시약은 FC 분석에서 비특이적 결합을 평가하기 위한 음성 대조군으로 작용하여 정확한 데이터 해석을 보장합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	PerCP 마우스 IgG 2a 아이소타입 대조군
출처	마우스
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
배송	아이스백