

유세포 분석용 Percp 토끼 항인간/원숭이 Cd4 단클론 항체 - P01730

품목 번호: CM0008052



소개

유세포 분석에서 검증된 인간/시노몰구스 원숭이 CD4(T4/Leu-3)를 인식하는 PerCP 접합 토끼 단클론 항체입니다. 보조 T세포 식별, HIV 수용체 연구 및 면역 프로파일링에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PerCP 토끼 항인간/원숭이 CD4 mAb
비고/별칭	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
종	인간
유전자ID (인간)	920
유전자ID	920
면역원	인간 CD4 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 시노몰구스 원숭이
SWISS	P01730
단백질 분자량	51kDa
운송 방식	아이스 팩