

## 유세포 분석용 Percp 토끼 항-인간/원숭이 Cd45 단일클론 항체 - P08575

품목 번호: CM0008816



### 소개

인간 CD45(P08575)를 표적으로 하는 PerCP 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 및 시노몰구스 샘플의 유세포 분석용으로 검증되었습니다. 면역표현형 분석, T세포 연구 및 면역 프로파일링에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | PerCP 토끼 항-인간/원숭이 CD45 단일클론 항체                                  |
| 비고/별칭       | LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105          |
| 종           | 인간                                                              |
| GeneID (인간) | 5788                                                            |
| GeneID      | 5788                                                            |
| 면역원         | 재조합 단백질 인간 CD45(P08575)의 아미노산 26-577에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원         | 토끼                                                              |
| 분류          | 단일클론 항체                                                         |
| 적용 분야       | FC                                                              |
| 교차 반응성      | 인간, 시노몰구스                                                       |
| SWISS       | P08575                                                          |
| 단백질 분자량     | 131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa                              |
| 배송          | 아이스팩                                                            |