


## Fc용 Percp 토끼 항-마우스 Cd209B/Dc-Signr1 단클론 항체 - Q8Cj91

품목 번호: CM0008145



### 소개

마우스 CD209b/DC-SIGNR1 (SIGNR1)을 타겟으로 하는 PerCP 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 마우스와 반응합니다. 수지상세포 및 병원체 수용체 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 제품명                      | PerCP 토끼 항-마우스 CD209b/DC-SIGNR1 mAb             |
| 비고/별칭                    | OtB7; SIGNR1; mSIGNR1; DC-SIGNR1; 1810030122Rik |
| 종(Species)               | 마우스(Mouse)                                      |
| GeneID (인간)              | 30835                                           |
| GeneID                   | 69165                                           |
| 면역원(Immunogen)           | 재조합 단백질                                         |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                      |
| 카테고리                     | 단클론 항체(Monoclonal Antibodies)                   |
| 응용(Application)          | FC                                              |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 마우스(Mouse)                                      |
| SWISS                    | Q8CJ91                                          |
| 단백질 분자량                  | 16kDa/33kDa/36kDa/37kDa                         |
| 배송(Shipping)             | 아이스 백(Ice bag)                                  |