


유세포분석(Fc)용 Percp 토끼 항-마우스 Cd44 단일클론 항체 - P15379

품목 번호: CM0005760



소개

마우스 CD44 (Ly-24, Pgp-1, HERMES)에 대한 PerCP 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포분석(Flow Cytometry)에 대해 검증되었으며, 림프구 귀소(homing), 부착 및 활성화 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PerCP 토끼 항-마우스 CD44 mAb
비고/별칭	Ly-24, Pgp-1, HERMES
종	마우스 (Mouse)
유전자 ID (마우스)	12505
유전자 ID (인간)	960
면역원	마우스 CD44 (NP_033981.2)의 아미노산 23-176에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC (유세포분석)
교차 반응성	마우스 (Mouse)
SWISS	P15379
단백질 분자량	86 kDa/81 kDa/76 kDa/72 kDa
배송	아이스백