


유세포 분석용 Percp 토끼 항-마우스 Cd8A 단일클론 항체 - P01731

품목 번호: CM0011714



소개

유세포 분석용 마우스 CD8a(Lyt-2)에 대한 PerCP 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 샘플에 대해 검증되었으며, MHC 클래스 I 상호작용 및 CTL 활성화에 관여하는 T세포 공동수용체를 인식합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PerCP 토끼 항-마우스 CD8a mAb
비고/별칭	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
종	마우스
GeneID (사람)	925
GeneID	12525
면역원	마우스 CD8a의 아미노산 28~196에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001074579.1)
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P01731
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스팩