

Percp 토끼 IgG 이소타입 대조군

품목 번호: CM0010963

소개

유세포 분석(FC) 애플리케이션용으로 설계된 PerCP 결합 토끼 IgG 이소타입 대조군 단일클론 항체입니다. 이 토끼 유래 항체는 비특이적 결합을 평가하기 위한 필수적인 음성 대조군으로 작용하여 면역학적 분석에서 정확한 게이팅과 데이터 해석을 보장합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	PerCP 토끼 IgG 이소타입 대조군
면역원	토끼 IgG 이소타입 대조군에서 유래한 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	FC
배송	아이스 팩