

Percp/Cyanine5.5 Anti-Mouse Cd11C Monoclonal Antibody For Fc - Q9Qxh4

품목 번호: CM0011078

소개

유세포 분석용 PerCP/Cyanine5.5 접합 anti-mouse CD11c 단클론 항체 (클론 N418, 아르메니아 햄스터). 마우스에서 검증 완료. 염증 반응 및 단핵구 부착 연구를 위한 연구용.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PerCP/Cyanine5.5 anti-Mouse CD11c mAb
비고/별칭	Cr4; N418; Cd11c
종(Species)	마우스
GeneID (인간)	3687
GeneID	16411
면역원	마우스 CD11c 재조합 단백질
공급원	아르메니아 햄스터
카테고리	단클론 항체
응용	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9QXH4
단백질 분자량	129kDa
배송	아이스 팩