

유세포 분석용 Percp/Cyanine5.5 항-마우스 Cd25 단일클론 항체 - P01590

품목 번호: CM0008070

소개

유세포 분석용 고품질 PerCP/Cyanine5.5 접합 토끼 항-마우스 CD25 단일클론 항체입니다. 마우스 CD25(IL-2 수용체 알파)를 특이적으로 인식하며, 마우스와 교차 반응성을 나타냅니다. 면역 관용 및 Treg 세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PerCP/Cyanine5.5 토끼 항-마우스 CD25 mAb
비고/별칭	CD25; Il2r; Ly-43
종	마우스
GeneID(사람)	3559
GeneID	16184
면역원	재조합 단백질: 마우스 CD25의 아미노산 22~236(NP_032393.3)에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P01590
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스팩