

유세포 분석용 Percp/Cyanine5.5 항-마우스 Cd69 단일클론 항체 - P37217

품목 번호: CM0011666

소개

마우스 CD69에 대한 PerCP/Cyanine5.5 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 활성화된 면역 세포의 유세포 분석 검출에 적합합니다. 약 22 kDa의 막관통 당단백질을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PerCP/Cyanine5.5 Rabbit anti-Mouse CD69 mAb
비고/별칭	AIM; VEA; 5830438K24Rik
종	Mouse (마우스)
GeneID (인간)	969
GeneID (마우스)	12515
면역원	마우스 CD69 (NP_001028294.1)의 아미노산 64-199에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
응용	FC (유세포 분석)
교차 반응성	Mouse (마우스)
SWISS	P37217
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백