

Fc용 Percp/Cyanine5.5 Mouse Anti-Human Cd3 단일클론 항체 - P07766

품목 번호: CM0008046



소개

유세포 분석을 위한 인간 CD3 엡실론(CD3E)을 표적으로 하는 PerCP/Cyanine5.5 접합 마우스 단일클론 항체. T 림프구의 TCR-CD3 복합체를 인식하며, 인간 샘플에 대해 검증됨. 면역표현형 분석 및 T 세포 연구 응용에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PerCP/Cyanine5.5 Mouse anti-Human CD3 mAb
비고/별칭	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
종	인간
유전자 ID (인간)	916
유전자 ID	916
면역원	인간 CD3 제조합 단백질.
원천	마우스
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P07766
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백