


유세포 분석용 Percp/Cyanine5.5 토끼 항-인간 CD27 단일클론 항체 - P26842

품목 번호: CM0009253



소개

T세포, NK세포 및 B세포의 공동자극 수용체인 인간 CD27을 표적으로 하는 PerCP/Cyanine5.5 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석에 대해 검증되었으며, 면역표현형 분석 및 면역 체크포인트 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PerCP/Cyanine5.5 토끼 항-인간 CD27 mAb
비고/별칭	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	939
유전자 ID	939
면역원	인간 CD27 (NP_001233.2)의 아미노산 21-192에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P26842
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스 백(Ice bag)