

Percp/Cyanine5.5 Rabbit Anti-Human Cd31/Pecam1 Monoclonal Antibody For Fc - Q08481

품목 번호: CM0004654

소개

유세포 분석용 인간 CD31/PECAM1을 표적하는 PerCP/Cyanine5.5 접합 토끼 단일클론 항체. 인간 샘플 내 내피세포, 혈소판 및 백혈구의 CD31 검출에 적합합니다. SWISS Q08481, 분자량 83kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PerCP/Cyanine5.5 Rabbit anti-Human CD31/PECAM1 mAb
비고/별칭	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
종 (Species)	인간 (Human)
GeneID (인간)	5175
GeneID	5175
면역원 (Immunogen)	제조항 단백질 인간 CD31/PECAM1 (NP_000433.4)의 아미노산 28-601에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질.
공급원 (Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 (Application)	FC
교차 반응성 (Cross Reactivity)	인간 (Human)
SWISS	Q08481
단백질 분자량	83kDa
배송 (Shipping)	아이스팩