

Fc용 Percp/Cyanine5.5 토끼 항-인간 CD62L/L-셀렉틴 단클론 항체 - P14151

품목 번호: CM0011411



소개

인간 CD62L/L-셀렉틴을 표적으로 하는 PerCP/Cyanine5.5 결합 토끼 단클론 항체(P14151)입니다. 유세포 분석용으로 검증되었으며, 인간 샘플에서 림프구의 부착 및 귀소 메커니즘을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PerCP/Cyanine5.5 토끼 항-인간 CD62L/L-셀렉틴 mAb
비고/별칭	TQ1; LAM1; LEU8; LNHR; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNHR; LECAM1
종	인간
GeneID (인간)	6402
GeneID	6402
면역원	인간 CD62L/L-셀렉틴의 아미노산 39-332에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_000646.3)
숙주	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P14151
단백질 분자량	42kDa/43kDa
배송	아이스팩