

유세포 분석용 Percp/Cyanine5.5 토끼 항인간 CD94 단일클론 항체 - Q13241

품목 번호: CM0010973



소개

인간 CD94(KLRD1, NK 세포 수용체)를 표적으로 하는 PerCP/Cyanine5.5 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 특이적으로 인간 CD94를 검출하기 위해 유세포 분석용으로 개발되었으며, 면역 프로파일링, NK 세포 연구 및 면역 체크포인트 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PerCP/Cyanine5.5 토끼 항인간 CD94 mAb
비고/별칭	CD94
종	인간
GeneID (인간)	3824
GeneID	3824
면역원	재조합 단백질 인간 CD94의 아미노산 32-179번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다. (NP_002253.2).
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	Q13241
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스 팩