

Percp/Cyanine5.5 토끼 항-인간/원숭이 Cd19 Mab - Cd19 단일클론 항체

품목 번호: CM0010835

소개

인간 및 원숭이 CD19에 대한 PerCP/Cyanine5.5 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석을 통해 검증되었습니다. B세포에서 CD19(63kDa)를 검출합니다. 면역 종양학 및 B세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PerCP/Cyanine5.5 토끼 항-인간/원숭이 CD19 mAb
비고/별칭	CD19
종	원숭이
유전자 ID(인간)	930
유전자 ID	102145514
면역원	재조합 단백질 원숭이 CD19의 아미노산 20-292에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 시노물구스
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스팩