


유세포 분석용 Percp/Cyanine5.5 토끼 항-인간/원숭이 Cd38 단일클론 항체 - P28907

품목 번호: CM0008525



소개

인간 및 시노몰구스 원숭이 CD38(SWISS: P28907)을 표적으로 하는 PerCP/Cyanine5.5 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 세포의 도메인에 결합하며 유세포 분석에 적합합니다. CD38은 칼슘 신호 전달과 림프구 활성화에 관여하는 다기능 효소이자 수용체입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PerCP/Cyanine5.5 토끼 항-인간/원숭이 CD38 mAb
비고/별칭	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
종	인간
유전자 ID(인간)	952
유전자 ID	952
면역원	인간 CD38의 아미노산 43-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001766.2)
항체 유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 시노몰구스 원숭이
SWISS	P28907
단백질 분자량	14kDa/34kDa
배송	아이스팩