

유세포분석(Fc)용 Percp/Cyanine5.5 토끼 항-인간/원숭이 Cd4 단일클론 항체 - P01730

품목 번호: CM0011012



소개

인간/원숭이 CD4를 표적으로 하는 PerCP/Cyanine5.5 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포분석에 대해 검증되었습니다. T-헬퍼 세포 식별, 면역 프로파일링 및 HIV/HHV-7 연구에 이상적입니다. - P01730

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PerCP/Cyanine5.5 토끼 항-인간/원숭이 CD4 mAb
비고/별칭	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	920
GeneID	920
면역원(Immunogen)	인간 CD4 재조합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성	인간, 안경원숭이(Cynomolgus)
SWISS	P01730
단백질 분자량	51kDa
배송(Shipping)	아이스백