

유세포 분석용 PerCP/Cyanine5.5 토끼 항인간/원숭이 CD45 단클론 항체 - P08575

품목 번호: CM0012354



소개

인간/원숭이 CD45(PTPRC, LCA)를 표적으로 하는 PerCP/Cyanine5.5 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석에서 검증되었으며 백혈구 면역표현형 분석 및 T세포 활성화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PerCP/Cyanine5.5 토끼 항인간/원숭이 CD45 mAb
비고/별칭	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
종	인간
유전자ID (인간)	5788
유전자ID	5788
면역원	인간 CD45(P08575)의 아미노산 26-577에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 시노물구스 원숭이
SWISS	P08575
단백질 분자량	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
배송	아이스백