


유세포측정용 Percp/Cyanine5.5 토끼 항인간/원숭이 CD8A 단클론 항체 - P01732

품목 번호: CM0009894



소개

유세포측정용 인간/원숭이 CD8a를 표적으로 하는 PerCP/Cyanine5.5 접합 토끼 단클론 항체입니다. 면역 반응 연구, CTL 기능 분석 및 T세포 아집단 식별에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PerCP/Cyanine5.5 토끼 항인간/원숭이 CD8a mAb
비고/별칭	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
종	인간
유전자 ID (인간)	925
유전자 ID	925
면역원	인간 CD8A (NP_001759.3)의 아미노산 22-182를 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포측정)
교차 반응성	인간, 시노물구스 원숭이, 붉은털 원숭이
SWISS	P01732
단백질 분자량	21kDa/25kDa/30kDa
배송	아이스 팩