


Percp/Cyanine5.5 토끼 항-인간/원숭이 Pd-1/Cd279 단일클론 항체 (유세포분석용) - Q15116

품목 번호: CM0011565



소개

인간 및 안남원숭이 PD-1/CD279 (UniProt Q15116)를 타겟으로 하는 PerCP/Cyanine5.5 결합 토끼 단일클론 항체로, 유세포분석에 대해 검증되었습니다. 면역 체크포인트 연구, 암 면역요법 연구 및 T세포 고갈 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PerCP/Cyanine5.5 토끼 항-인간/원숭이 PD-1/CD279 mAb
비고/별칭	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-1; hSLE1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	5133
유전자 ID	5133
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 (인간 PD-1/CD279 (NP_005009.2)의 아미노산 25-168에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	FC (유세포분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 안남원숭이(Cynomolgus)
SWISS	Q15116
단백질 분자량	32 kDa
배송(Shipping)	아이스팩