

PerCP/Cyanine5.5 토끼 항마우스 CD127/IL-7Rα 단클론 항체 (Fc용) - P16872

품목 번호: CM0008974



소개

유세포 분석(FC)에서 검증된 마우스 CD127/IL-7Rα를 타겟으로 하는 PerCP/Cyanine5.5 접합 토끼 단클론 항체입니다. 면역학 연구에서 IL-7 수용체 신호 전달 및 림프구 발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PerCP/Cyanine5.5 토끼 항마우스 CD127/IL-7Rα mAb
비고/별칭	CD127; IL-7Rα
종	마우스
유전자 ID (인간)	3575
유전자 ID (마우스)	16197
면역원	제조항 단백질 마우스 CD127/IL-7Rα (NP_612564.1)의 아미노산 21-239번 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P16872
단백질 분자량	51kDa
배송 방식	아이스 팩