

유세포 분석(Fc)용 Percp/Cyanine5.5 접합 토끼 유래 마우스 Cd19 단일클론 항체 - P25918

품목 번호: CM0012226

소개

마우스 CD19를 표적으로 하는 PerCP/Cyanine5.5 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석용으로 검증되었습니다. 마우스 모델에서 B 세포 수용체 공동수용체 기능 및 B 세포 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PerCP/Cyanine5.5 토끼 유래 마우스 CD19 단일클론 항체
종	마우스
유전자 ID (인간)	930
유전자 ID	12478
면역원	마우스 CD19 재조합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	유세포 분석(FC)
교차 반응성	마우스
SWISS	P25918
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백