

유세포분석용 Percp/Cyanine5.5 토끼 항-마우스 Cd4 단일클론 항체 - P06332

품목 번호: CM0012175

소개

마우스 CD4 (L3T4/Ly-4)를 표적으로 하는
PerCP/Cyanine5.5 접합 토끼 단일클론 항체입니다.
유세포분석에 대해 검증되었으며, 마우스 모델에서의
면역표현형 분석 및 T-헬퍼 세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PerCP/Cyanine5.5 토끼 항-마우스 CD4 mAb
비고/별칭	L3T4; Ly-4
종(Species)	마우스(Mouse)
유전자 ID (인간)	920
유전자 ID (마우스)	12504
면역원	마우스 CD4 (NP_038516.1)의 아미노산 27-394에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC(유세포분석)
교차 반응성	마우스(Mouse)
SWISS	P06332
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백