


유세포 측정(Fc)용 Percp/Cyanine5.5 토끼 항마우스 Cd44 단일클론 항체 - P15379

품목 번호: CM0008772



소개

유세포 측정(FC)용 마우스 CD44(Ly-24, Pgp-1, HERMES)에 대한 PerCP/Cyanine5.5 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스에서 검증되었으며 면역 표현형 분석 및 세포 접착 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PerCP/Cyanine5.5 토끼 항마우스 CD44 단일클론 항체
비고/별칭	Ly-24; Pgp-1; HERMES
종	마우스
GeneID (인간)	960
GeneID	12505
면역원	재조합 단백질 마우스 CD44(NP_033981.2)의 아미노산 23-176에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	FC (유세포 측정)
교차 반응성	마우스
SWISS	P15379
단백질 분자량	86kDa
배송 방식	아이스 팩