

## 유세포 분석용 Percp/Cyanine5.5 토끼 항-마우스 Cd68 단일클론 항체 - P31996

품목 번호: CM0011332

### 소개

마우스 CD68(macrosialin, Lamp4, gp110, Scard1)에 대한 PerCP/Cyanine5.5 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석 및 세포 내 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 식세포 작용 및 세포 이동 연구를 포함한 대식세포 및 수지상세포 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | PerCP/Cyanine5.5 토끼 항-마우스 CD68 mAb                               |
| 비고/별칭                    | Lamp4, gp110, Scard1                                             |
| 종(Species)               | 마우스(Mouse)                                                       |
| GeneID (인간)              | 968                                                              |
| GeneID                   | 12514                                                            |
| 면역원(Immunogen)           | 마우스 CD68 (NP_001277987.1)의 아미노산 21-291에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                       |
| 카테고리                     | 단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)                                   |
| 응용(Application)          | FC, FC (intra)                                                   |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 마우스(Mouse)                                                       |
| SWISS                    | P31996                                                           |
| 단백질 분자량                  | 35kDa                                                            |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                                   |