

Percp/Cyanine5.5 토끼 IgG 아이소타입 대조군 - 단일클론 항체

품목 번호: CM0011203

소개

유세포 분석용 PerCP/Cyanine5.5 접합 토끼 IgG 아이소타입 대조군 단일클론 항체입니다. FC 실험에서 비특이적 결합을 평가하고 게이팅 전략을 수립하기 위한 핵심 음성 대조군으로 사용하십시오. IVD 원료 요구사항을 충족하기 위해 CamelBio에서 공급합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PerCP/Cyanine5.5 토끼 IgG 아이소타입 대조군
면역원	합성 펩타이드 토끼 IgG 아이소타입 대조군에서 유래한 합성 펩타이드
종	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
배송	아이스백