

Percp/Cyanine5.5 래트 항-마우스 Cd45R/B220 단일클론 항체 (Fc용) - P06800

품목 번호: CM0011039

소개

유세포 분석(Flow cytometry)을 위한 마우스 CD45R/B220 표적 PerCP/Cyanine5.5 결합 래트 단일클론 항체입니다. 수용체형 티로신-단백질 포스파타제 C인 CD45R/B220은 T세포 활성화 및 림프구 발달의 핵심 조절 인자입니다. 마우스 면역 표현형 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PerCP/Cyanine5.5 래트 항-마우스 CD45R/B220 mAb
비고/별칭	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyl-4
종	마우스
GeneID (인체)	5788
GeneID	19264/5788
면역원	마우스 CD45R/B220 재조합 단백질
출처	래트
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P06800
단백질 무게	130kDa/140kDa/144kDa
배송	아이스팩