


Fc용 Percp/Cyanine5.5 랫트 항마우스 Mhc 클래스 Ii (I-A/I-E) 단클론 항체 - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

품목 번호: CM0012159



소개

유세포분석용 마우스 MHC 클래스 II I-A/I-E에 대한 PerCP/Cyanine5.5 접합 랫트 단클론 항체입니다. H-2 클래스 II 조직적합성 항원 사슬을 검출하며 단백질 분자량은 26-32kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PerCP/Cyanine5.5 랫트 항마우스 MHC 클래스 II (I-A/I-E) mAb
비고/별칭	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb; IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
종	마우스
유전자 ID	14969/14961/381091/14960
면역원	재조합 단백질 마우스 MHC 클래스 II (I-A/I-E)의 재조합 단백질
기원	랫트
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
단백질 분자량	26kDa/30kDa/32kDa
배송	아이스 팩