

페릴리핀-2 토끼 단클론 항체 - Q99541

품목 번호: CM0003647

소개

인간 페릴리핀-2(ADFP/ADRP)에 대한 고특이성 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 지질 방울 및 대사 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	페릴리핀-2 토끼 단클론 항체
비고/별칭	ADFP; ADRP; 페릴리핀-2
종	인간
유전자ID	123
면역원	재조합 단백질 인간 페릴리핀-2(NP_001113.2)의 아미노산 88-437에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q99541
단백질 분자량	48kDa
배송 방식	아이스 팩