

If/Icc, Elisa용 Perk 토끼 다클로날 항체 - Q9Nzj5

품목 번호: CM0024335



소개

인간 PERK/EIF2AK3를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 단백질 응답(UPR) 및 eIF2 α 인산화와 관련된 ER 스트레스 센서 키나제를 인식합니다. 암, 대사 및 스트레스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PERK Rabbit pAb
비고/별칭	PEK; WRS; PERK
종	인간(Human)
GeneID (인간)	9451
GeneID	9451
면역원	인간 PERK (NP_004827.4)의 아미노산 50-600 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9NZJ5
단백질 분자량	125kDa
배송	아이스 백(Ice bag)