


Pfdn4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqp4

품목 번호: CM0023277



소개

PFDN4 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. Prefoldin subunit 4 샤페론 단백질을 표적으로 하며, 단백질 접힘 및 샤페론 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PFDN4 Rabbit pAb
비고/별칭	C1, PFD4, PFDN4
종	인간
유전자 ID	5203
면역원	인간 PFDN4 (NP_002614.2)의 아미노산 1-134에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9NQP4
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백