

Pfkfb2 토끼 다클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - O60825

품목 번호: CM0025596



소개

인간 PFKFB2에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 심장 조직의 해당 분해 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PFKFB2 Rabbit pAb
비고/별칭	PFK-2/FBPase-2; PFKFB2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	5208
GeneID	5208
면역원(Immunogen)	인간 PFKFB2 (NP_006203.2)의 아미노산 446-505에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O60825
단백질 분자량	58kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)