


Pfkfb3 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q16875

품목 번호: CM0006089



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 고품질 PFKFB3 Rabbit Monoclonal Antibody입니다. 당분해의 주요 조절자인 인간 및 마우스 PFKFB3(60kDa)와 반응합니다. 암 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PFKFB3 Rabbit mAb
비고/별칭	PFK2, IPFK2, iPFK-2, PFKFB3
종	인간
유전자 ID (인간)	5209
유전자 ID	5209
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q16875
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백