

Wb, Elisa용 Pgk1 토끼 단클론 항체 - P00558

품목 번호: CM0002571



소개

인간 PGK1(포스포글리세레이트 키나아제 1)을 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 해당작용, 미토콘드리아 기능 및 정자 운동성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PGK1 토끼 mAb
비고/별칭	PGKA; MIG10; HEL-S-68p; PGK1
종	인간
유전자 ID (인간)	5230
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P00558
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스 팩