

Phd3 토끼 단클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 용) - Q9H6Z9

품목 번호: CM0003927

소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 고품질 PHD3 토끼 단클론 항체로, 인간 및 마우스와 반응합니다. 저산소증, 암, 페롭토시스 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PHD3 토끼 mAb
비고/별칭	PHD3; HIFPH3; HIFP4H3
종	인간
유전자ID (인간)	112399
유전자ID	112399
면역원	인간 PHD3 (NP_071356.1)의 아미노산 1-100번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9H6Z9
단백질 분자량	27kDa
배송 방식	아이스팩