


Wb, Elisa용 인산화-Acc1 (Ser79) 토끼 다가클로날 항체 - Q13085

품목 번호: CM0001118



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 인산화-ACC1 (Ser79)를 표적으로 하는 토끼 다가클로날 항체; 인간, 쥐, 및 랫트 ACC1와 반응; 지방산 대사 연구에 적합함.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-ACC1-S79 Rabbit pAb
비고/별칭	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha
종	Human
Gene ID	31
면역원	합성 펩타이드: 인간 ACC1 (NP_942133.1)의 S79 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	Rabbit
카테고리	인산화 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q13085
단백질 분자량	266kDa
배송	아이스 팩