


Wb, If/Icc, Elisa용 인산화-Acc1/Acc2-S79 토끼 Polymab® - Q13085 / O00763

품목 번호: CM0000751



소개

Ser79에서 인산화된 아세틸-CoA 카르복실라제 1/2를 검출하는 인산화 특이적 토끼 재조합 단일클론 항체. 사람, 쥐, 랫드의 WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 지방산 대사 연구에 이상적임.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인산화-ACC1/ACC2-S79 토끼 PolymAb®
비고/별칭	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha; 인산화-아세틸 CoA 카르복실라제-S79
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	31/32
유전자 ID	31/32
면역원	사람 아세틸 CoA 카르복실라제의 S79 부근 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫드
SWISS	Q13085/O00763
단백질 분자량	265kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)