


Phospho-Acly-S455 Rabbit Mab For Wb Ihc-P Elisa - P53396

품목 번호: CM0001626



소개

인간 ACLY Ser455를 표적으로 하는 포스포-특이적 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB), 면역조직화학(IHC-P), ELISA에 대해 검증되었습니다. 생쥐와 쥐와 교차 반응합니다. 지질 대사 및 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-ACLY-S455 Rabbit mAb
비고/별칭	ACL; ATPCL; CLATP; Phospho-ACLY-S455
종	인간
GeneID (Human)	47
GeneID	47
면역원	인간 ACLY (NP_001087.2)의 S455 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P53396
단백질 분자량	121kDa
배송	아이스백