


Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Phospho-Acly-S455 Rabbit Pab - P53396

품목 번호: CM0000515



소개

Ser455에서 인산화된 인간 ACLY에 대한 고품질의 토끼 다가 항체입니다. WB, IHC-P, IP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 지질 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-ACLY-S455 Rabbit pAb
비고/별칭	ACL; ATPCL; CLATP; Phospho-ACLY-S455
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	47
유전자 ID	47
항원	합성 펩타이드 인간 ACLY (NP_001087.2)의 S455 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P53396
단백질 분자량	121kDa
배송	아이스 백(Ice bag)