

Phospho-Akt-S473 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

품목 번호: CM0000663



소개

Ser473에서 인산화된 Akt1, Akt2 및 Akt3을 인식하는 포스포 특이성 토끼 폴리클로날항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 웨스턴 블롯, 면역조직화학 및 ELISA에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-Akt-S473 Rabbit pAb
비고/별칭	AKT1/AKT2/AKT3; Phospho-Akt-S473
종	인간
유전자 ID (인간)	207/208/10000
유전자 ID	207/208/10000
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
단백질 분자량	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
배송	아이스백