

Wb 및 Elisa용 Phospho-Akt1-S124 토끼 단일클론 항체 - P31749

품목 번호: CM0001936



소개

세린 124에서 인산화된 인간 AKT1을 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 암, 대사 및 세포 생존 경로에서 AKT 신호 전달을 연구하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Phospho-AKT1-S124 Rabbit mAb
비고/별칭	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-S124
종	Human
유전자 ID (인간)	207
유전자 ID	207
항원	합성 펩타이드 인간 Akt1 (P31749)의 S124 부근의 합성 인산화 펩타이드.
공급원	Rabbit
카테고리	인산화 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	P31749
단백질 분자량	56kDa
아이스 팩	