

Phospho-Akt1-S129 Rabbit Mab For Wb And Elisa - P31749

품목 번호: CM0001918



소개

Ser129에서 인산화된 AKT1에 대한 토끼 단일클론 항체로, 인간 샘플을 이용한 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 암, 대사, 세포 생존 연구에서 AKT 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-AKT1-S129 Rabbit mAb
비고/별칭	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-S129
종	인간
유전자 ID	207
면역원	합성 펩타이드: 인간 Akt1 (P31749)의 S129 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P31749
단백질 무게	56kDa
배송	아이스백